

Beaming White[®]

Advanced Teeth Whitening

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

Πριν την εφαρμογή βουρτσίστε τα δόντια σας με μαγειρική σόδα ή με μια καλή λευκαντική οδοντόκρεμα. Ξεπλύνετε με άφθονο νερό πριν και μετά από κάθε εφαρμογή.

Βυθίστε τα μασελάκια σε ένα μπόλ με καυτό νερό για μερικά δευτερόλεπτα ώστε να μαλακώσουν. Κατόπιν τοποθετείστε τα στο στόμα σας, δαγκώνοντας τα και πιέζοντας με τα δάκτυλα σας την μπροστινή τους όψη ώστε να πάρουν το σχήμα της οδοντοστοιχίας σας. Περιμένετε λίγα λεπτά ώστε να κρυώσουν και να μονιμοποιηθεί το σχήμα τους. Κατόπιν μπορείτε να κόψετε / αφαιρέσετε τις προεξέχουσες λαβές ώστε να κλείνει το στόμα σας, με τα μασελάκια εφαρμοσμένα.

Μην αφήνετε τα μασελάκια για περισσότερο από μερικά δευτερόλεπτα στο καυτό νερό. Μπορεί να συρρικνωθούν μόνιμα και να καταστραφούν. Προσέξτε μην κάψετε τα χέρια σας και τα ούλα σας. Το νερό πρέπει να είναι καυτό αλλά όχι τόσο ώστε να προκαλέσει έγκαυμα ή πόνο και δυσφορία. Η διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί αν δεν είναι επιτυχής.

Χρησιμοποιώντας το μπουκάλι ψεκασμού, ψεκάστε την οδοντόβουρτσά σας τρεις φορές και βουρτσίστε τα δόντια σας για 60 δευτερόλεπτα.

Βεβαιωθείτε ότι τα μασελάκια είναι καθαρά και στεγνά πριν την εφαρμογή του τζελ λεύκανσης. Η υγρασία μειώνει την αποτελεσματικότητα της λεύκανσης και επιβραδύνει την διαδικασία.

Τοποθετήστε μια γραμμή λευκαντικό τζελ και απλώστε το σε κάθε μασελάκι στην εσωτερική του επιφάνεια (δηλαδή στην επιφάνεια που θα αγγίζει τα δόντια σας) .

Βεβαιωθείτε πως το υλικό λεύκανσης δεν έρχεται σε επαφή με τα ούλα σας ή την γλώσσα και τα χείλη για να αποφύγετε πιθανούς ερεθισμούς. Μην τοποθετείτε μεγάλη ποσότητα τζελ λεύκανσης. Απαιτείται λιγότερο από 1 ml λευκαντικό τζελ για κάθε μασελάκι . Καλύψτε ξανά τη σύριγγα για την επόμενη θεραπεία.

Τοποθετήστε τα μασελάκια με το τζελ λεύκανσης στο στόμα σας ώστε να εφαρμόζουν καλά. Χρησιμοποιήστε μια μπατονέτα για να καθαρίσετε τυχόν περισσευούμενο υλικό λεύκανσης από κάθε επιφάνεια η οποία μπορεί να έρθει σε επαφή με τα ούλα, τα χείλη ή την γλώσσα.

Η διάρκεια κάθε συνεδρίας λεύκανσης μπορεί να κυμαίνεται από 20 - 45 λεπτά. Μην υπερβαίνετε την 1 ώρα ανά συνεδρία.

Αν έχετε προμηθευτεί και το Plasma Light Transmitter (Deluxe Kit) ακολουθήστε τις εξής οδηγίες: Ανοίξτε την θήκη των μπαταριών και αφαιρέστε το διάφανο παρέμβυσμα για να κάνουν επαφή οι μπαταρίες. Πατήστε τον διακόπτη on-off για να ενεργοποιήσετε το φως. Τοποθετήστε την συσκευή Plasma Light Transmitter μπροστά από τα μασελάκια και συγκρατήστε την με τα χείλη σας για όλη την διάρκεια της συνεδρίας. Το φως της συσκευής ενεργοποιεί το τζελ λεύκανσης και επιταχύνει την διαδικασία.

Μετά την ολοκλήρωση της λεύκανσης ξεπλύνετε καλά το στόμα και τα δόντια σας. Βουρτσίστε με οδοντόκρεμα για να απομακρυνθούν τυχόν υπολείμματα τζελ. Καθαρίστε και φυλάξτε τα μασελάκια στην ειδική θήκη και το τζελ σε ξηρό και δροσερό μέρος.

Μπορείτε να επαναλάβετε την διαδικασία λεύκανσης μετά από μερικές ημέρες, αν η πρώτη συνεδρία δεν απέδωσε τα αναμενόμενα αποτελέσματα ή εφόσον επιθυμείτε ακόμα πιο έντονη λεύκανση.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αποφύγετε την κατάποση. Κρατήστε το προϊόν μακριά από παιδιά. Αν παρουσιαστεί ερεθισμός ή αλλεργία σταματήστε την χρήση του και συμβουλευτείτε τον γιατρό σας. Μια μικρή ευαισθησία των δοντιών μετά την εφαρμογή είναι φυσιολογική. Αν η ευαισθησία γίνει ενοχλητική σταματήστε την χρήση του προϊόντος. Δεν ενδείκνυται η χρήση του σε παιδιά κάτω των 12 ετών και από εγκύους ή θηλάζουσες μητέρες. Μην το χρησιμοποιείτε αν πάσχετε από οποιαδήποτε πάθηση του στόματος, των ούλων ή των δοντιών, αν υποβληθήκατε πρόσφατα σε στοματική χειρουργική, αν φοράτε σιδεράκια κλπ. Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν στην διάρκεια του ύπνου.

Κατά τη διάρκεια της θεραπείας θα πρέπει να αποφεύγετε ποτά με χρωστικές όπως ο καφές, το τσάι, το κόκκινο κρασί, αναψυκτικά τύπου κόλα και ποτά εσπεριδοειδών.

Το προϊόν δεν μπορεί να λευκάνει θήκες, σφραγίσματα και άλλα οδοντιατρικά πρόσθετα. Για μέγιστη διάρκεια φυλάξτε το υλικό λεύκανσης στο ψυγείο όταν δεν το χρησιμοποιείτε για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Pre-treatment liquid ingredients: Aqua, Poloxamer 407, Poloxamer 188, Sodium Lauryl Sulfate, Glycerin, Natural Spearmint Oil, Polysorbate 20, Caffeine, Sodium Citrate, Witch Hazel, L-Menthol, Sucralose, Sodium Benzoate.

Gel ingredients: Glycerin, Sodium Bicarbonate, Carbomer, Polysorbate 20, Triethanolamine, Potassium Sorbate, Aloe Barbadensis Leaf Extract, Pomegranate Extract, Chamomile Extract, Sodium Fluoride, Flavor.

Εισάγεται από την ΕΕ.

Geta Hellas, Αλκιβιάδου 104, Αθήνα. Τηλ: 210 8227277, 8222.140 Web: www.geta.gr email: info@geta.gr